

AUTOREFRACTOMETRO RM-9000

CARACTERISTICAS:

- **CARACTERISTICAS:**
 - Diseño compacto.
 - Monitor color de 5,7 pulgadas. LCD Alta Resolución.
 - Función Auto-Fog para pacientes miopes y/o acomodativos.
 - Guarda 10 mediciones para ambos ojos.
- **REFRACCION**
 - Rango Esférico: -20.00 a +20.00 esf. (0.125 / 0.25 Dp.)
 - Rango Cilíndrico: -8.00 a +8.00 cil. (0.125 / 0.25 Dp.)
 - Rango de Medición Ejes: 1° a 180° (1°)
- **ESPECIFICACIONES GENERALES**
 - Distancia al Vértice: 0, 12, 13.75 y 15 mm.
 - Distancia Pupilar: 45 - 85 mm. (1 mm).
 - Diámetro Mínimo de Pupila: 2.00 mm.
 - Impresora térmica.
 - Apagado automático: 5/10 minutos.
 - Alimentación: 220 V.
 - Tamaño: 288 x 500 x 480 mm.
 - Peso: 14 Kg.



DIOPHTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS
Moneda 772, Local 212-A
22633 8520 – 22639 4258
Santiago - Chile