

BRAZO MURAL PORTA FOROPTERO PA-5

CARACTERISTICAS:

- **Angulo de desplazamiento arriba/abajo: 30°**
- **Angulo de rotación del brazo: 180°**
- **Peso máximo sobre el brazo: 10 Kg.**
- **Peso máximo sobre soporte del proyector: 12 Kg.**



DI**PTIC**

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

22633 8520 – 22639 4258

Santiago - Chile