

CAJA DE PRUEBA

266 PIEZAS, ARO METALICO

CARACTERISTICAS:

- **266 Probines con aro metálico. En maletín símil cuero.**
- **Lentes Esféricos: 40 pares cóncavos (-) y 40 pares convexos (+).**
 - 0.12 Dp.
 - 0.25 a 6.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 6.00 a 10.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
 - 10.00 a 14.00 Dp. (pasos de 1.00 Dp.)
 - 14.00 a 20.00 Dp. (pasos de 2.00 Dp.)
- **Lentes Cilíndricos: 20 pares cóncavos (-) y 20 convexos (+).**
 - 0.12 Dp.
 - 0.25 a 4.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 4.00 a 5.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
 - 5.00 a 6.00 Dp. (pasos de 1.00 Dp.)
- **Prismas: 14 piezas.**
 - 0.50 Δ (2)
 - 1.00 Δ (2)
 - 2.00 Δ (2)
 - 3.00 Δ (2)
 - 4.00 Δ (2)
 - 5.00 Δ , 6.00 Δ , 8.00 Δ y 10.00 Δ .
- **Accesorios: 14 piezas**
 - Lentes Maddox 02
 - Agujero estenopeico 02
 - Hendidura estenopeica 02
 - Oclisor 02
 - Filtro rojo 01
 - Filtro verde 01
 - Lente plano 02
 - Retículo Cruz 01
 - Lente Esmerilado 01



DI^{OP}TIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

22633 8520 – 22639 4258

Santiago - Chile