

CAJA DE PRUEBA DIOPTIC

268 PIEZAS CON ARO PLASTICO Y ANILLO METAL

CARACTERISTICAS:

- **268 Probines con aro plástico, anillo metálico y ventana para ejes. Con Maleta.**
- **Lentes Esféricos: 40 pares cóncavos (-) y 40 pares convexos (+).**
 - 0.25 a 6.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 6.00 a 10.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
 - 10.00 a 16.00 Dp. (pasos de 1.00 Dp.)
 - 16.00 a 20.00 Dp. (pasos de 2.00 Dp.)
- **Lentes Cilíndricos: 20 pares cóncavos (-) y 20 convexos (+).**
 - 0.25 a 4.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 4.00 a 6.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
- **Prismas: 12 piezas.**
 - 0.50 Δ (2)
 - 1.00 Δ a 10.00 Δ (1 c/u)
- **Accesorios: 16 piezas**
 - Lentes Maddox (02)
 - Agujero estenoipeico (02)
 - Hendidura estenoipeica (02)
 - Oclisor (01)
 - Filtro rojo (01)
 - Filtro verde (01)
 - Lente plano (02)
 - Retículo Cruz (02)
 - Lente Esmerilado (01)
 - Cilindro Cruzado ± 0.25 (01)
 - Cilindro Cruzado ± 0.50 (01)



DIOPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

22633 8520 – 22639 4258

Santiago - Chile