

CAJA DE PRUEBA YV-YG6

158 PIEZAS, ARO PLASTICO

CARACTERISTICAS:

- **158 Probines con aro plástico. En estuche símil cuero.**
- **Lentes Esféricos: 25 pares cóncavos y 25 pares convexos.**
 - 0.25 Dp. a 4.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 4.00 Dp. a 5.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
 - 5.00 Dp. a 12.00 Dp. (pasos de 1.00 Dp.)
- **Lentes Cilíndricos: 12 pares cóncavos y 12 convexos.**
 - 0.25 Dp. a 2.00 Dp. (pasos de 0.25 Dp.)
 - 2.00 Dp. a 4.00 Dp. (pasos de 0.50 Dp.)
- **Prismas: 4 piezas.**
 - 0.50 Δ
 - 1.00 Δ
 - 2.00 Δ
 - 3.00 Δ
- **Accesorios: 6 piezas**
 - Agujero estenopeico: 1.0 mm.
 - Hendidura estenopeica
 - Ocluser
 - Filtro rojo
 - Filtro verde
 - Cilindro Cruzado $\pm 0.25\text{Dp}$.



DIPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS
Moneda 772 Local 212-A
22633 8520 – 22639 4258
Santiago - Chile