

LENSOMETRO AUTOMATICO D-903-B RECARGABLE

CARACTERISTICAS:

- Identificación automática del tipo de lente.
- Pantalla LCD de 8 pulgadas, táctil full color
- Medición de DP: 42 a 82 mm.
- Esféricos -25 a +25 Dioptrías
- Lentes de Contacto blandos y RGP
- Cilíndricos: -10 a +10 Dioptrías (+) (-) o mixtos.
- Ejes 1° a 180° (pasos de 1°)
- Adición: 0.00 a +10.00 Dioptrías
- Prismas: 0.00 a -10 Δ (0.01 Δ). X/Y y P/B
- Escalas de medición: en pasos de 0.01, 0.12 y 0.25
- Diámetro Lente: 20 a 100 mm.
- Impresora térmica 57 mm.
- Medición de transmisión de radiación UV
- Alimentación: DC 12V / 3A.
- Tamaño: 193 x 215 x 408 mm.
- Peso: 4.35 Kg.



DI**PTIC**

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS
Moneda 772 Local 212-A
2633 8520 – 2639 4258
Santiago - Chile