

LENSOMETRO AUTOMATICO D-903

CARACTERISTICAS:

- Identificación automática del tipo de lente.
- Pantalla LCD de 5.6 pulgadas, táctil full color
- Medición automática de DP: 45 a 90 mm.
- Esféricos -25 a +25 Dp.
- Lentes de Contacto blandos y RGP
- Cilíndricos: -10 a +10 Dp. (+), (-) o mixtos.
- Ejes 1° a 180° (pasos de 1°)
- Adición: 0.00 a +5.00 Dp.
- Prismas: 0.00 a -15 Δ (0.01 Δ). X/Y y P/B
- Escala de medición en pasos de 0.01, 0.25 y 0.50 Dp.
- Diámetro Lente: 20 a 108 mm.
- Impresora térmica.
- Incorpora medición de absorción de radiación UV.
- Alimentación: 220 V.
- Tamaño: 222 x 161 x 372 mm.
- Peso: 5 Kg.
- Incluye maletín.



DIPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

2633 8520 – 2639 4258

Santiago - Chile