

# **LUPA BAJA VISION ECARE 3.5**

## **MODELO Vis-E-H5**

Es la combinación perfecta entre calidad de imagen y funcionalidad. Con tecnología para bajo consumo de energía, puede trabajar hasta 4 horas continuas

### **CARACTERISTICAS:**

- Pantalla LCD de 3.5"
- Aumentos: 2.5x a 17x
- Ocho posibilidades de visualización.
- Alta definición y contraste.
- Color ajustable.
- Opción de congelar imagen.
- Pedestal para lectura.
- Cable conexión a monitor TV.
- Peso: 140 g.
- Dimensiones: 118x74x19 mm.



**DI**OPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS  
Moneda 772 Local 212-A  
22633 8520 – 22639 4258  
Santiago - Chile