


MONTURA DE PRUEBAS DIOPTIC

TF-11

CARACTERISTICAS:

- **Material: Metal / Plástico.**
- **Brazos ajustables en inclinación y longitud (0 a 30 mm.)**
- **Soporte nasal ajustable por cremallera y piñón.**
- **Capacidad para 5 pares de lentes de prueba. 3 anteriores y 2 posteriores.**
- **Diseño de brazos para una fácil inserción de los probines.**
- **Diámetro máximo de probines: 38 mm. Apertura interior efectiva de 33.5 mm.**
- **DP regulable: 48 a 80 mm. Naso Pupilar: 24 a 40 mm**
- **Suave ajuste de ejes (pasos de 5°). OI de 130° - 0° - 120° y OD de 50° - 180° - 60°**
- **Escala de distancias al vértice.**
- **Rotación de la lente en el anillo: 360°**
- **Peso: 50 grs.**



DIOPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

22633 8520 – 22639 4258

Santiago - Chile