

# PANTALLA DE OPTOTIPOS VC-1 ES 22 PULGADAS

## CARACTERISTICAS:

- Pantalla LED de 22".
- Resolución: 1680 x 1050 píxeles.
- Control Remoto.
- Distancia de Examen: 1,0 a 6,0 mts.
- Snellen, Landolt, Letras, Números, Figuras.
- Más de 50 Cartillas: más de 200 signos individuales,  
40 horizontales y más de 100 verticales.
- Test: Astigmatismo, Rojo/Verde, Estereopsis, Ceguera a los colores y otros.
- Potencia de Entrada: AC 100 - 240 V/50 Hz. 45 W.
- Soporte de sobremesa y de muro.
- Procedencia: China



**DI**OPTIC

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS  
Moneda 772, Local 212-A  
2633 8520 – 2639 4258  
Santiago - Chile