

# **PUPILOMETRO DIGITAL NH-L8 / CP-32C1**

## **CARACTERISTICAS:**

- Fácil de usar.
- Lectura desplegada digitalmente.
- Resultados con precisión de 0.25 mm.
- Método de Medición: Reflejo Corneal.
- Rango de Medición: DP 48.0 – 77.0 mm.  
DNP 24.0 – 38.5 mm.
- Medición para uno o ambos ojos.
- Ocluser interno.
- Rango Punto de enfoque: 30 cm. a  $\infty$
- Apagado automático después de un minuto.
- Iluminación: LED de luz blanca.
- Alimentación: 4.5 V DC (Pilas x 3)



**DIÓPTIC**

PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS

Moneda 772 Local 212-A

22633 8520 – 22639 4258

Santiago - Chile