

RETINOSCOPIO RECARGABLE SR-24A

CARACTERISTICAS:

- Rápida y precisa medición de la refracción y del eje del astigmatismo.
- Imagen nítida y derecha del fondo de ojo.
- Distancia de trabajo: desde 0.25 mts.
- Mecanismo para regulación del ancho de franja y rotación de la hendidura.
- Suave encendido/apagado.
- Luminosidad ajustable.
- Alimentación: 220 V.
- Baterías de Litio
- Fuente de iluminación: Ampolleta halógena 3.5V/2.7W.
- 3.5 hrs. de uso continuo.
- Función anti descarga y sobrecarga para proteger baterías.



PRODUCTOS ÓPTICOS Y MÉDICOS
Moneda 772 Local 212-A
2633 8520 – 2639 4258
Santiago - Chile